

Пробирка Вэйхай Mic-T с активатором свертывания

ИМ-7.103140 до 31.08.2020

активатор свертывания, с капилляром / без
капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл, код
красный

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	активатор свертывания
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 1 мл
Цветовой код	красный

Дополнительные характеристики

Пробирки Вэйхай Mic-T с активатором свертывания - мини-пробирки для взятия капиллярной крови.

Материал: пластик.

Объем	Наполнитель	Кат. № с капилляром и воронкой	Кат. № без капилляра
0.2 мл	Активатор свертывания	5020013	5120013
0.25 мл	Активатор свертывания	5025013	5125013
0.5 мл	Активатор свертывания	5050013	5150013
1 мл	Активатор свертывания	501A013	511A013

В упаковке:

- с капилляром - 50 шт.
- без капилляра - 100 шт.