

Пробирка Вэйхай Mic-T Si-plus

ИМ-7.103140 до 31.08.2020

сифилис, с капилляром / без капилляра, объем 0.5 мл,
код голубой

Weihai Hongyu Medical Devices Co., Китай



Характеристики

Тип	сифилис
Капилляр	с капилляром / без капилляра
Объем	0.5 мл
Цветовой код	голубой

Дополнительные характеристики

Пробирки Вэйхай Mic-T Si-plus - мини-пробирки для получения образца плазмы при серологических исследованиях на сифилис капиллярной крови с жидким антикоагулянтом.

Область применения: получение образца плазмы при серологических исследованиях на сифилис.

Реагент: жидкий цитрат натрия 5%, 75 мкл (соотношение кровь:цитрат - 4:1).

Материал: пластик.

Кат. №	Объем	Размер	Наполнитель
S050323	0.5 мл	13×100 мл	Цитрат натрия 5%

В упаковке: 50 шт. / 1000 шт.

Срок годности: 12 месяцев (при 4-25°C).