

## Пробирки капиллярные Медбелрос с гепарином лития

ИМ-7.112462/2308

гепарин лития, без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл, код зеленый

МИЗ МЕДБЕЛПРОС ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	гепарин лития
Капилляр	без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	зеленый

### Дополнительные характеристики

---

**Пробирки капиллярные Медбелрос с гепарином лития** предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови для различных видов лабораторных исследований.

**Наполнитель:** гепарин лития.

**Объем:** 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл.

**Размер:** 10×45 мм.

#### Характеристики:

- стерильные / не стерильные;
- с устойчивым основанием;
- с герметично завинчивающейся крышкой, которая снижает аэрозольный эффект;
- лоток-выступ для удобства взятия капиллярной крови самотеком;
- цветовая кодировка соответствует стандарту ГОСТ ISO 6710.

**Упаковка:** штатив-лоток - 50 шт.

**Транспортная упаковка:** 24 лотка - 1 200 шт.