

Пробирки капиллярные Медбелрос с гепарином натрия

ИМ-7.112462/2308

гепарин натрия, без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл
/ 0.5 мл / 0.8 мл, код зеленый

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	гепарин натрия
Капилляр	без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	зеленый

Дополнительные характеристики

Пробирки капиллярные Медбелрос с гепарином натрия предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови для различных видов лабораторных исследований.

Наполнитель: гепарин натрия.

Объем: 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл.

Размер: 10×45 мм.

Характеристики:

- стерильные / не стерильные;
- с устойчивым основанием;
- с герметично завинчивающейся крышкой, которая снижает аэрозольный эффект;
- лоток-выступ для удобства взятия капиллярной крови самотеком;
- цветовая кодировка соответствует стандарту ГОСТ ISO 6710.

Упаковка: штатив-лоток - 50 шт.

Транспортная упаковка: 24 лотка - 1 200 шт.