

Пробирки капиллярные Медбелрос с цитратом натрия 3.2%

ИМ-7.112462/2308

цитрат натрия, без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл /
0.5 мл / 0.8 мл, код голубой

МИЗ МЕДБЕЛРОС ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Капилляр	без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	голубой

Дополнительные характеристики

Пробирки капиллярные Медбелрос с цитратом натрия 3.2% предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови для различных видов лабораторных исследований.

Наполнитель: буферный раствор цитрата натрия 3.2%, 0.109 моль/л (соотношения кровь:цитрат - 9:1).

Объем: 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл.

Размер: 10×45 мм.

Характеристики:

- стерильные / не стерильные;
- с устойчивым основанием;
- с герметично завинчивающейся крышкой, которая снижает аэрозольный эффект;
- лоток-выступ для удобства взятия капиллярной крови самотеком;
- цветовая кодировка соответствует стандарту ГОСТ ISO 6710.

Упаковка: штатив-лоток - 50 шт.

Транспортная упаковка: 24 лотка - 1 200 шт.