

## Пробирки капиллярные Медбелрос с цитратом натрия 3.8%

ИМ-7.112462/2308

цитрат натрия, без капилляра, объем 0.2 мл / 0.25 мл /  
0.5 мл / 0.8 мл, код голубой

МИЗ МЕДБЕЛПРОС ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	цитрат натрия
Капилляр	без капилляра
Объем	0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл
Цветовой код	голубой

### Дополнительные характеристики

---

**Пробирки капиллярные Медбелрос с цитратом натрия 3.8%** предназначены для взятия, транспортировки и обработки капиллярной крови для различных видов лабораторных исследований.

**Наполнитель:** буферный раствор цитрата натрия 3.8%, 0.129 моль/л (соотношения кровь:цитрат - 9:1).

**Объем:** 0.2 мл / 0.25 мл / 0.5 мл / 0.8 мл.

**Размер:** 10×45 мм.

#### Характеристики:

- стерильные / не стерильные;
- с устойчивым основанием;
- с герметично завинчивающейся крышкой, которая снижает аэрозольный эффект;
- лоток-выступ для удобства взятия капиллярной крови самотеком;
- цветовая кодировка соответствует стандарту ГОСТ ISO 6710.

**Упаковка:** штатив-лоток - 50 шт.

**Транспортная упаковка:** 24 лотка - 1 200 шт.