

Пробирки микроцентрифужные MoleTek

ИМ-7.113561

объем 0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл, градуированные, поле для записей, в упаковке 5000 шт.

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Объем	0.5 мл / 1.5 мл / 2 мл
Градуированные	Да
Поле для записей	Да
В упаковке	5000 шт.

Описание

Микропробирки MoleTek предназначены для работы с микроцентрифугами и подготовки образцов в молекулярных лабораториях. Изготовленные из высококачественного прозрачного полипропилена, они обеспечивают удобство использования и высокую надежность для задач центрифугирования и хранения. Каждая пробирка оснащена плотно закрывающейся защелкивающейся крышкой, которая предотвращает утечку и обеспечивает герметичность.

Материал: прозрачный полипропилен.

Градуировка: литая, легко читаемая, для точного измерения объема.

Стерильность: стерильные и нестерильные.

Крышка: плоская защелкивающаяся для оптимальной герметичности.

Маркировка: матовая область для удобного нанесения записей.

Артикул	Объем	Стерильность	В упаковке
СТ605	0.5 мл	стерильные / нестерильные	10×500 шт.
СТ615	1.5 мл	стерильные / нестерильные	10×500 шт.
СТ620	2.0 мл	стерильные / нестерильные	10×500 шт.