

Пробная оправа TianNuo STF 5470

ИМ-7.112846

пробная оправа, количество установочных мест 4,
межзрачковое расстояние 54-70 мм

Lianyungang TianNuo Optical Instrument, Китай



Характеристики

Вид пробная оправа

Оправа

Количество установочных мест 4
Диапазон изменения PD 54-70 мм

Описание

Пробная оправа TianNuo STF-5470 – профессиональный инструмент для офтальмологов и оптометристов, предназначенный для подбора корректирующих линз методом субъективной пробы. Оправа отличается сверхлегкой конструкцией и широким набором регулировок, что обеспечивает правильную и удобную посадку на лице пациента при минимальных усилиях специалиста. Комбинированное исполнение из металла и высококачественного пластика гарантирует надежность и длительный срок эксплуатации.

Функциональные особенности и преимущества

- **Минимальный вес:** оправа весит всего 47 г, что значительно снижает нагрузку на переносицу и повышает комфорт пациента во время длительного обследования.
- **Универсальность:** держатели позволяют одновременно устанавливать до четырех пробных линз стандартного диаметра 38 мм в каждый окуляр.
- **Точная настройка PD:** бинокулярная регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне от 54 до 70 мм с минимальным шагом шкалы 2 мм.
- **Настройка оси астигматизма:** вращающиеся держатели обеспечивают полную настройку оси на 360 градусов.
- **Индивидуальная адаптация:** заушники регулируются по длине и углу наклона, а наличие пружинного шарнира обеспечивает мягкую фиксацию без избыточного давления.
- **Регулируемый носовой упор:** конструкция позволяет настраивать высоту и ширину переносицы «одним касанием» для соответствия анатомическим особенностям пациента.

Технические характеристики

Межзрачковое расстояние (PD)	54-70 мм
Шаг регулировки PD	2 мм
Диапазон регулировки оси астигматизма	360 градусов
Вместимость пробных линз	до 4 шт. в каждом окуляре
Диаметр используемых линз	38 мм
Вес оправы	47 г