

Пробная оправа TianNuo UTF 4880

ИМ-7.112846

пробная оправа, количество установочных мест 4

Lianyungang TianNuo Optical Instrument, Китай



Характеристики

Вид пробная оправа

Оправа

Количество установочных мест 4

Описание

Пробная оправа TianNuo UTF 4880 – высокоточный офтальмологический инструмент, предназначенный для коррекции и проверки зрения в условиях амбулаторного приема и подбора очков. Оправа характеризуется легкостью конструкции, широким диапазоном регулировок и высокой точностью, что делает ее востребованной в специализированных медицинских центрах и оптиках.

Функциональные особенности и преимущества

- **Высокая точность позиционирования:** независимая регулировка левого и правого межзрачкового расстояния позволяет учитывать индивидуальную асимметрию лица пациента с точностью до 0.5 мм.
- **Многокомпонентная коррекция:** каждый окуляр оправы позволяет одновременно устанавливать до 4 пробных линз, что необходимо для подбора сложных рецептов.
- **Настройка оси астигматизма:** возможность свободного вращения линз на 360° в сочетании с ручкой фиксации обеспечивает прецизионное определение меридианов при астигматизме.
- **Анатомическая адаптация:** регулируемые по длине и углу наклона заушники, а также настраиваемый носовой упор гарантируют комфортную и стабильную посадку оправы на лице испытуемого.

Технические характеристики

Межзрачковое расстояние (PD)	<ul style="list-style-type: none">• бинокулярное: 48-80 мм• монокулярное: 24-40 мм
Минимальный шаг шкалы регулировки PD	1 мм
Допустимое отклонение PD	±0.5 мм
Количество линз в одном окуляре	до 4 шт.
Внутренний диаметр держателя	32.5 мм
Угол вращения линзы в оправе	360°
Регулировка носовых упоров	<ul style="list-style-type: none">• длина: 0-14 мм• угол: 0-30°
Регулировка длины заушника	98-135 мм
Вес оправы	80 г