

Проектор знаков экранный TOMEY TCP-2000A

ИМ-7.109565 до 16.02.2026

проектор знаков, экранный, фильтры красно-зеленый,
рабочее расстояние 2.0 - 7.0 м, количество таблиц
неограниченное, дисплей 24", вес 3.8 кг

Tomey GmbH, Германия



Характеристики

Вид	проектор знаков
Тип проектора	экранный
Лампа	без лампы
Фильтры	красно-зеленый
Рабочее расстояние	2.0 - 7.0 м
Количество тестовых таблиц	неограниченное
Режим энергосбережения	Да
Напряжение питания	115-230 В
Потребление энергии	70 А
Дисплей	24"
Вес	3.8 кг
Размеры	605×370×30 мм

Дополнительные характеристики

Экранный проектор знаков TCP-2000A предназначен для проверки остроты зрения пациента, состояния рефракции и стерео зрения глаза, для тестирования цветного восприятия. **TCP-2000 предлагает неограниченное число тестов**, благодаря чему врач имеет возможность программировать нужные тесты. Проектор удобно использовать при небольших размерах помещения, так как минимальное расстояние, на которое можно установить прибор - 1.9 метра. Экранный проектор знаков TCP 2000A может быть совмещен с фороптором.

Особенности:

- цветной одиночный тест 100 HUE + тест Ishihara;
- мультимедийные технологии;

- возможность распечатывать результаты;
- встроенный компьютер;
- многоязыковой пользовательский интерфейс;
- доступные тесты: стандартные тесты, для детей, красно-зеленые, на цветовосприятие, специальные, дополнительные, контрастный;
- классификация: Class 1.