

## Простыня офтальмологическая ГЕКСА для операций на одном глазу

ИМ-7.101495/2007 до 30.07.2025

для офтальмологии, с адгезивным слоем, спанбонд / SMS / Tutami, ламинированные, 120×70 см, плотность 40-60 г/м<sup>2</sup>

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



### Характеристики

---

Специальные	для офтальмологии
Адгезивный слой	с адгезивным слоем
Материал	спанбонд / SMS / Tutami
Ламинированные	Да
Размеры	120×70 см
Плотность	40-60 г/м <sup>2</sup>

### Дополнительные характеристики

---

#### Простыня офтальмологическая ГЕКСА для операций на одном глазу

**Особенности:**

- Размер: 120×70 см.
- Одно круглое отверстие D-6 см.
- Карман для сбора жидкости (материал кармана – спанбонд ламинированный марки Tutami span L пл. 40 г/м<sup>2</sup>).

Кат. №	Материал простыни
N1	Спанбонд, голубой, 42 г/м <sup>2</sup> отверстие с липким краем
N1/SMS	SMS, бирюзовый, 42 г/м <sup>2</sup> отверстие с липким краем
N1-1	Спанбонд ламинированный Tutami span L голубой, 40 г/м <sup>2</sup> отверстие с липким краем
N1-2	Tutami adsorb S, голубой, 60 г/м <sup>2</sup> отверстие с липким краем
N1-6	Спанбонд ламинированный Tutami span L голубой, 40 г/м <sup>2</sup> отверстие с хирургической пленкой