


Простыни операционные Спаневромед

ИМ-7.110300 до 22.07.2026

универсальные, без адгезивного слоя, спанбонд /
SMS, ламинированные, 70-300 × 70-300 см

Спаневромед ООО, Беларусь



Характеристики

Универсальные	Да
Адгезивный слой	без адгезивного слоя
Формат	в сложенном
Материал	спанбонд / SMS
Ламинированные	Да
Размеры	70-300 × 70-300 см

Дополнительные характеристики

Простыня операционная Спаневромед – одноразовая медицинская простыня, предназначенная для применения медицинским персоналом и пациентами в лечебно-профилактических учреждениях.

Изготавливается из различных материалов:

- спанбонд ламинированный / не ламинированный;
- СС (2-слойный спанбонд) ламинированный / не ламинированный;
- СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) ламинированный / не ламинированный.

Размеры: 70-300 × 70-300 см.

Цвет: голубой, белый.