

Простыни впитывающие Спаневромед

ИМ-7.110300 до 22.07.2026

универсальные, без адгезивного слоя, спанлейс, 70-300 × 70-300 см

Спаневромед ООО, Беларусь



Характеристики

Универсальные	Да
Адгезивный слой	без адгезивного слоя
Формат	в сложении
Материал	спанлейс
Размеры	70-300 × 70-300 см

Дополнительные характеристики

Простыни операционные Спаневромед – одноразовые медицинские простыни, предназначенные для применения медицинским персоналом и пациентами в лечебно-профилактических учреждений.

Изготавливается из различных материалов:

- впитывающий безворсовый нетканый материал «спанлейс»;
- впитывающий влагонепроницаемый материал «сантейс».

Размеры: 70-300 × 70-300 см.

Цвет: голубой, белый.