

Протез синовиальной жидкости Гиapro Макс

ИМ-7.116701

введение внутрисуставное, фасовка шприц,
концентрация 40 мг / 2 мл

Инфарм ООО, Россия



Характеристики

| | |
|--------------|-----------------|
| Введение | внутрисуставное |
| Фасовка | шприц |
| Концентрация | 40 мг / 2 мл |

Дополнительные характеристики

Раствор для внутрисуставного введения Гиapro Макс (Hyapro Max) – биополимерный протез синовиальной жидкости пролонгированного действия. Представляет собой комплекс на основе гиалуроновой кислоты, разработанный с применением технологии термостабилизации.

Форма выпуска: шприц

Концентрация: 2.0% – 40 мг / 2.0 мл

Состав

- Фармацевтическая гиалуроновая кислота 2.0-5.0 мДа
- Маннитол
- Фосфатный буфер
- pH 6.8-7.5