

Протез синовиальной жидкости Гиapro

ИМ-7.116701

введение внутрисуставное, фасовка шприц,
концентрация 20 мг / 2 мл / 40 мг / 2 мл / 30 мг / 2 мл

Инфарм ООО, Россия



Характеристики

Введение	внутрисуставное
Фасовка	шприц
Концентрация	20 мг / 2 мл / 40 мг / 2 мл / 30 мг / 2 мл

Дополнительные характеристики

Раствор для внутрисуставного введения Гиapro (Hyapro) – биополимерный протез на основе гиалуроновой кислоты, предназначенный для восполнения и временного замещения синовиальной жидкости в суставах.

Форма выпуска: шприц

Концентрации:

- 1.0% – 20 мг / 2.0 мл
- 1.5% – 30 мг / 2.0 мл
- 2.0% – 40 мг / 2.0 мл

Состав

- Фармацевтическая гиалуроновая кислота 1.2-1.8 мДа
- Маннитол
- Фосфатный буфер
- pH 6.8-7.5