

Матрас противопрележневый QDC-303 ячеистый с компрессором

ИМ-7.108099/2408

тип ячеистый, материал матраса ПВХ, с компрессором, размер 200×90 см, толщина 7 см, нагрузка до 135 кг

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory CO., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	ячеистый
Внешний материал матраса	ПВХ
Наличие компрессора	с компрессором
Размер	200×90 см
Толщина	7 см
Максимальная нагрузка	135 кг

Дополнительные характеристики

Противопрележневый матрас с компрессором, QDC-303

Противопрележневый ячеистый матрас с компрессором рекомендован для людей с низким риском возникновения пролежней. При регулярном использовании препятствует появлению и развитию уже образовавшихся пролежневых ран до 2 степени включительно.

Ключевые функции:

- уменьшает давление на выступающие участки тела лежащего человека;
- способствует полноценному кровоснабжению мягких тканей;
- обеспечивает оптимальные условия для качественного ухода за пациентом со стороны ассистента.

Компрессор:

- поочередно заполняет ячейки матраса воздухом, эффективно массируя ткани и предотвращая нарушение кровообращения;
- непрерывно работает от сети для поддержания давления в ячейках;
- компрессор можно установить как на ровной поверхности, так и зацепить за поручни или спинку функциональной кровати;
- тихая работа компрессора обеспечивает покой для пациента.

Матрас:

- изготовлен из поливинилхлорида: прочный, не вызывает аллергических реакций;
- высота ячеек 7 см;
- эффективен при весе пользователя до 135 кг;
- легко мыть и дезинфицировать;
- комплектуется набором для ремонта.