

## Матрас противопролежневый QDC-500 трубчатый с компрессором

ИМ-7.108099 до 19.12.2024

тип трубчатый, материал матраса ПВХ / нейлон, с компрессором, размер 200×86 см, толщина 7.5 см

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory CO., Ltd., Китай



### Характеристики

---

Тип	трубчатый
Внешний материал матраса	ПВХ / нейлон
Наличие компрессора	с компрессором
Размер	200×86 см
Толщина	7.5 см

### Дополнительные характеристики

---

#### **Противопролежневый секционный матрас, QDC-500**

Секционный матрас с компрессором OSD-QDC-500 применяется в целях профилактики и лечения пролежней 1-2 степени, когда пациент длительное время вынужден находиться в лежачем положении.

Имеется вентиляция.

Компрессор - P1000.