

## Матрас противопрележневый QDC-303 (двойной) ячеистый с компрессором

ИМ-7.108099/2408

тип ячеистый, материал матраса ПВХ, с компрессором, размер 200×90 см, толщина 14 см, нагрузка до 160 кг

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory CO., Ltd., Китай



### Характеристики

---

Тип	ячеистый
Внешний материал матраса	ПВХ
Наличие компрессора	с компрессором
Размер	200×90 см
Толщина	14 см
Максимальная нагрузка	160 кг

### Дополнительные характеристики

---

#### **Противопрележневый матрас с компрессором, QDC-303 double**

Противопрележневый ячеистый матрас с компрессором рекомендован для людей с низким риском возникновения пролежней. При регулярном использовании препятствует появлению и развитию уже образовавшихся пролежневых ран до 2 степени включительно.

#### **Ключевые функции:**

- уменьшает давление на выступающие участки тела лежащего человека;
- способствует полноценному кровоснабжению мягких тканей;
- обеспечивает оптимальные условия для качественного ухода за пациентом со стороны ассистента.

#### **Компрессор:**

- поочередно заполняет ячейки матраса воздухом, эффективно массируя ткани и предотвращая нарушение кровообращения;
- непрерывно работает от сети для поддержания давления в ячейках;
- компрессор можно установить как на ровной поверхности, так и зацепить за поручни или спинку функциональной кровати;
- тихая работа компрессора обеспечивает покой для пациента.

#### **Матрас:**

- изготовлен из поливинилхлорида: прочный, не вызывает аллергических реакций;
- высота ячеек 14 см;
- эффективен при суммарном весе пользователей до 160 кг;
- легко мыть и дезинфицировать;
- комплектуется набором для ремонта.