

Проводник урологический Plasti-Med Ocean Touch

ИМ-7.110918 до 30.11.2026

нитиноловый, гидрофильный, прямой, размер 0.032"/
0.035" / 0.038", длина 150 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	нитиноловый
Покрытие	гидрофильный
Кончик	прямой
Размер	0.032"/ 0.035" / 0.038"
Длина	150 см

Описание

Проводники Plasti-Med Ocean Touch применяются в урологии для установки катетера, стента или расширителя.

Материал: нитиноловый

Покрытие: гидрофильный

Кат. №	Диаметр	Форма кончика	Тип наконечника	Длина
536044	0.032"	прямой	5 см – гибкий, гидрофильный	150 см
536045	0.035"	прямой	5 см – гибкий, гидрофильный	150 см
536046	0.038"	прямой	5 см – гибкий, гидрофильный	150 см