

Пульсоксиметр MESI mTABLET SPO2

ИМ-7.113940

переносной, диапазон измерений пульса 20-300 уд/мин, диапазон измерений SpO2 45-100 %, непрерывная работа 56 ч

MESI, Словения



Характеристики

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO2	45-100 %
Непрерывная работа	56 ч

Дополнительные характеристики

MESI mTABLET SPO2 – беспроводной пульсоксиметр. Измеренные пульсоксиметром MESI сатурация периферической крови и частота пульса передаются на планшет MESI mTABLET.

Состав MESI mTABLET SPO2:

1. Пульсоксиметр MESI (SPO2MD)
2. Пальцевой зажим для взрослых, 1.2 м (CS10299)
3. Инструкция по применению
4. Зарядная станция MESI (CS4SYS)
5. Планшет MESI mTABLET (MTABMD)

Измерение SpO2: 45-100%

Частота пульса: 20-300 уд/мин

Плетизмограмма: 0-28 LSB

Необработанная плетизмограмма: 0-224 LSB

Электропитание: литий-полимерный аккумулятор, 1240 мА-ч (> 8000 измерений на полный заряд), непрерывное измерение – 56 часов.

Система MESI mTABLET

Система MESI mTABLET представляет собой модульную расширяемую систему и может быть расширена различными модулями, которые управляются с одного планшета:

- MESI mTABLET ECG – модуль ЭКГ на 12 отведений
- MESI mTABLET ABI – модуль определения лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)
- MESI mTABLET TBI – модуль для определения пальцево-плечевого индекса (ППИ)

▣ MESI mTABLET BP – модуль для измерения артериального давления

▣ MESI mTABLET SPO2 – модуль для измерения SpO2 (беспроводной пульсоксиметр)