

## Пульсоксиметр OxiPen

ИМ-7.96142/1503 до 31.03.2020

переносной, диапазон измерений пульса 20-300 уд/мин, диапазон измерений SpO<sub>2</sub> 45-100 %

EnviteC-Wismar GmbH, Германия



### Характеристики

---

Тип	переносной
Диапазон измерений пульса	20-300 уд/мин
Диапазон измерений SpO <sub>2</sub>	45-100 %
Рабочая температура	от 0 до + 45 °С
Температура хранения	от -20 до +70 °С
Размеры	32×136×24 мм
Масса	72 гр

### Дополнительные характеристики

---

OxiPen® — это портативный прибор для измерения насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови (SpO<sub>2</sub>) со световыми сигналами на двух различных длинах волн. Прибор служит также для измерения частоты пульса OxiPen® можно применяться на взрослых, детях старшего и грудного возраста. Для этого к прибору поставляется большой набор датчиков пульсоксиметрии многоразового и одноразового использования, учитывающий возрастную группу пациента, вес, место расположения датчика. В случае отдаленности прибора от пациента поставляются удлинительные кабели различной длины.