

Рабочая станция Beckman Coulter IQ200 + IChemVelocity

ИМ-7.112453

автоматический, вид исследования осадок + физ-хим свойства, 210 образцов в час, калибровка автоматическая, объем пробы 3000 мкл, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Beckman Coulter Inc., Ирландия



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	осадок + физ-хим свойства
Производительность	210 образцов в час
Калибровка	автоматическая
Объем пробы	3000 мкл
Считывание штрих-кода	Да
Возможность подключения к ЛИС	Да

Дополнительные характеристики

Рабочая станция анализа мочи представляет собой единую аналитическую систему, в которую входят анализаторы IChemVelocity и IQ200. Станции анализа мочи позволяют расширить возможности лаборатории по упрощению и ускорению рабочего процесса.

Преимущества:

- ☐ Единая точка загрузки образцов.
- ☐ Одно подключение к лабораторной информационной системе (ЛИС).
- ☐ Один бланк ответа результатов химии и микроскопии мочи для более комплексного и оперативного анализа полученных данных.
- ☐ Оценка необходимости дополнительного микробиологического исследования на основании комплексного результата анализа химии и микроскопии мочи: учет присутствия бактерий, лейкоцитов, эстеразы лейкоцитов, нитритов и ASP (All Small Particles - уникальный параметр системы, отражающий суммарное содержание всех малых частиц в образце).