

## Раствор хлорида кальция Diagon Dia-CaCl<sub>2</sub>

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Система	открытая
Для анализаторов	Diagon серия Coag
Фасовка	каталожный номер реагент
	41192 12 фл x 16 мл

### Описание

---

Готовый к использованию 0,025 М буферный раствор хлорида кальция для коагуляционных тестов.

**Срок годности:** 24 мес

**Стабильность после вскрытия:** 8 недель при 15-19°C

**Каталожный номер:** 41192