

## Реагент антитромбин III Diagon Dia-AT III (FIIa)

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, антитромбин

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Система	открытая
Для анализаторов	Diagon серия Coag
Параметр определения	антитромбин
Фасовка	каталожный номер тромбин субстрат дилуент
	33012 4 фл x 3 мл 4 фл x 3 мл 4 фл x 7 мл
	на 150 тестов

### Описание

---

Реагент антитромбин III Diagon **Dia-AT III (FIIa)** – лифолизированный реагент и субстрат для количественного определения активности антитромбина III в цитратной плазме человека.

Dia-AT III (FIIa) – это хромогенный тест, который можно использовать и с полуавтоматическими анализаторами гемостаза Coag 4D D-Dimer.

**Срок годности:** 24 мес

**Стабильность после вскрытия:** 7 суток при 2-8°C

**Каталожный номер:** 33012