

## Очищающий раствор Diagon Cellaclean

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

детергент, для анализаторов Sysmex, объем 50 мл

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Тип	детергент
Для анализаторов	Sysmex
Объем	50 мл

### Дополнительные характеристики

---

**Реагент Diagon Cellaclean** – для ежедневной чистки и обслуживания гематологического анализатора Diagon Cellagon 3. Это реагент для очистки на основе гипохлорита натрия, который эффективно очищает от остатков клеток, белков и триглицеридов путем окислительного расщепления.

**Тип:** очищающий раствор

**Срок годности:** 18 мес

**Стабильность после вскрытия:** 60 суток

**Каталожный номер:** h73136