

## Лизирующий раствор Diagon Dialyser-SYS-SHB

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

лизирующий раствор, для анализаторов Sysmex,  
объем 0.5 л

Diagon Kft., Венгрия



### Характеристики

---

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	Sysmex
Объем	0.5 л

### Дополнительные характеристики

---

**Реагент Diagon Dialyser-SYS-SHB** – используется в гематологических анализаторах Sysmex Corporation серии XS, XT, XE как лизирующий реагент для лизиса эритроцитов для оценки гемоглобина. Реагент готов к использованию.

Является функциональным аналогом реагента Sysmex Corporation (каталожный номер 904-1131-7, 904-1141-4, 054-3351-4).

**Тип:** лизирующий раствор

**Объем:** 0.5 л

**Срок годности:** 12 мес

**Стабильность после вскрытия:** 60 суток

**Каталожный номер:** h23125