

Лизирующий раствор Diagon Diastromlyser-SYS-4DL

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

лизирующий раствор, для анализаторов Sysmex,
объем 5 л

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	Sysmex
Объем	5 л

Дополнительные характеристики

Реагент Diagon Diastromlyser-SYS-4DL – используется в гематологических анализаторах Sysmex Corporation серии XS, XT, XE как гемолизирующий реагент для подсчета лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, нейтрофилов и базофилов. Реагент готов к использованию.

Является функциональным аналогом реагента производства Sysmex Corporation (каталожный номер 054-3321-2, 984-1761-5).

Тип: лизирующий раствор

Объем: 5 л

Срок годности: 12 мес

Стабильность после вскрытия: 60 суток

Каталожный номер: h23601