

Лизирующий раствор Diagon Diastromlyser-SYS-WH

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

лизирующий раствор, для анализаторов Sysmex,
объем 5 л

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	Sysmex
Объем	5 л

Дополнительные характеристики

Реагент Diagon Diastromlyser-SYS-WH – используется в гематологических анализаторах Sysmex Corporation KX-21, KX-21N, XP-300 как лизирующий реагент для лизиса эритроцитов для подсчета лейкоцитов и их трех субпопуляций (лимфоциты, смешанные клетки, нейтрофилы). Реагент готов к использованию.

Является функциональным аналогом реагента производства Sysmex Corporation (каталожный номер 974-0521-6, 874-0331-9).

Тип: лизирующий раствор

Объем: 5 л

Срок годности: 12 мес

Стабильность после вскрытия: 60 суток

Каталожный номер: h23401