

Реагент для количественного определения фибриногена Diagon Dia-FIB

ИМ-7.110153 до 24.06.2026

система открытая, для анализаторов Diagon серия Coag, фибриноген

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	фибриноген	
Фасовка	каталожный номер	реагент
	61060	12 фл х 5 мл

Описание

Реагент для количественного определения фибриногена Diagon Dia-FIB – лиофилизированный альфа-тромбин человека для определения фибриногена по Клауссу. Количественное определение уровня фибриногена в плазме.

Диапазон линейности Dia-FIB без дополнительного разбавления на анализаторах Diagon серии Coag составляет 1.0-5.0 г/л.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: 7 суток при 15-19°C

Каталожный номер: 61060