

## Реагент гемолизирующий Hemolynac-5 / lysing reagent Hemolynac-5

ИМ-7.106868/2308

лизирующий раствор, для анализаторов Nihon Kohden, объем 1 л

Nihon Kohden Firenze S.r.l., Италия



### Характеристики

---

Тип	лизирующий раствор
Для анализаторов	Nihon Kohden
Объем	1 л

### Дополнительные характеристики

---

Для анализаторов MEK 6300 / MEK 6400 / MEK 6500 / MEK 7222 / MEK 7300.