

Реагент ТС Дефицитная по фактору IX плазма

ИМ-7.114767

система открытая

Фирма Технология-Стандарт ООО, Россия



Характеристики

Система	открытая
Назначение	определение фактора IX при диагностике гемофилии В

Описание

Дефицитная по фактору IX плазма – лиофилизированная плазма крови с уровнем фактора IX не более 1%. Плазма стабилизирована цитратом натрия, не содержит ингибитор фактора IX, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.

Принцип метода

Дефицитная по фактору IX плазма необходима для определения активности коагуляционного фактора IX. Для этого необходимо оценить время свертывания смеси разведенной 1:5 плазмы крови человека, дефицитной по фактору IX плазмы и АПТВ-реагента, в присутствии ионов кальция. Время свертывания разведенной плазмы пропорционально активности фактора IX, которую определяют по калибровочному графику разведений контрольной плазмы с установленным содержанием фактора IX.