

## Реанимационная система David HKN-93/93A/93B

ИМ-7.116703

контроль температуры, фототерапия

Ningbo David Medical Device Co., Китай



### Характеристики

---

Контроль	температуры
Фототерапия	Да

### Описание

---

**Открытая реанимационная система David HKN-93/93A/93B** представляет собой инкубатор открытого типа, работающий по принципу теплового излучения и предназначенный для создания оптимальных клинических условий для наблюдения, изучения и терморегуляции новорожденных, а также для выполнения с ними различных манипуляций.

#### Модификации:

1. **HKN-93** – модуль обогревателя, ложе пациента, основная колонна, мобильная стойка, контроллер.
2. **HKN-93A** – как в HKN-93 + фототерапевтический модуль.
3. **HKN-93B** – как в HKN-93A + дыхательный реанимационный мешок, устройство для фиксации головки младенца.

#### Режимы регулирования температуры:

- режим предварительного разогрева
- ручной режим
- режим контроля температуры кожи новорожденного