

Рентгенотерапевтический аппарат Терад 100

ИМ-7.111666/2306

терапевтический, передвижной (палатный)

АДВИН Смарт Фэктори ЗАО, Беларусь



Характеристики

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Тип         | терапевтический        |
| Мобильность | передвижной (палатный) |

Описание

**Терад 100** – рентгенотерапевтический короткофокусный аппарат с максимальной энергией рентгеновского излучения 100 кВ.

Применение:

- ☐Базальноклеточная карцинома
- ☐Плоскоклеточная карцинома
- ☐Келоидные рубцы

Преимущества:

- Компактный мобильный дизайн
- Широкий диапазон перемещений
- Комфорт пациента
- Автоматический прогрев аппарата под управлением ПК
- Точный контроль времени и доставки дозы
- Автоматическая смена фильтров

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аппликаторы<br>(РИП 15 см) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Круглый: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 10 см</li><li>• Овальный: 1.4×2.0 / 1.6×3.4 / 2.5×4.8 / 6×4 / 8×4 см</li><li>• Полумесяц: 1×3.2 см</li></ul>            |
| Фильтрация                 | Al: 0.2 / 0.5 / 1.5 / 3 см                                                                                                                                                                                           |
| Глазные экраны             | <ul style="list-style-type: none"><li>- S – 2.3×2.1 см (толщина 0.17 мм)</li><li>- M – 2.7×2.4 см (толщина 0.17 мм)</li><li>- L – 3.1×2.8 см (толщина 0.17 мм)</li><li>- XL – 3.1×3.1 см (толщина 0.17 мм)</li></ul> |