

Рентгеновский аппарат ImagingRing m

ИМ-7.111580 до 01.04.2027

универсальный, передвижной (палатный), напольный,
цифровой

medPhoton, Австрия



Характеристики

Тип	универсальный
Мобильность	передвижной (палатный)
Крепление дуги	напольный
Тип детектора	цифровой

Описание

ImagingRing m – передвижная рентгеновская система, которая используется для плоской и рентгеноскопической 2D-визуализации, а также для 3D-визуализации взрослых и детей. Может использоваться для диагностических и интервенционных целей.

Модификации:

- IRm – разработана компанией medPhoton
- Loop-X – разработана совместно с компанией Brainlab

Основными различиями этих двух вариантов являются внешний вид и графический интерфейс пользователя: программное обеспечение для IRm – программа «medPhoton controls» («mPc»), а для Loop-X - «Loop-X controls» («lXc»).

IRm



Loop-X



□ Система имеет все необходимые элементы управления, интегрированные для выполнения скоординированного движения робота с синхронным движением нескольких осей, и может запоминать место положения в комнате, а также полученные результаты визуализации.

- ☐ Съемная беспроводная панель дистанционного управления.
- ☐ Система разработана для гибких обследований и лечения пациентов лежа, сидя или стоя, с контрастным веществом и без него.
- ☐ Два моторизованных линейных лазера для проецирования сетки на кожу пациента (опция).