medca+alog

Респиратор НЕВА-306

ИМ-7.106768/2308

класс защиты FFP3, без клапана выдоха, складной, в упаковке 400 шт.

Респираторный комплекс ООО, Россия



Характеристики

Класс защиты FFP3

Защита от бактерий / от вирусов / от пыли / от тумана / от

аллергенов / от дыма

Без клапана выдоха Да

Конструкция складной

Срок хранения 4 года

Количество в упаковке 400 шт.

Дополнительные характеристики

Респиратор медицинский HEBA-306 FFP3

Особенности:

- складная конструкция;
- цветные ленты оголовья для идентификации класса защиты респиратора;
- индивидуальная упаковка.

Применение:

Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов и инфекций в зонах среднего риска передающихся воздушно-капельным путем при их концентрации до 50 ПДК.

Рекомендованы для использования в случаях:

- повышенной эпидемиологической опасности;
- при посещении больных с вирусными инфекциями;
- при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.

Одноразового использования, прошел испытания по устойчивости к запылению.