

## Ретрактор общехирургический Дойен-Стилле DOYEN-STILLE AK 258

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

ранорасширитель Дойен-Стилле, длина 240 мм,  
размер 90×15 мм / 90×20 мм / 90×30 мм / 110×35 мм /  
110×40 мм / 120×55 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



DOYEN-STILLE  
AK 258 AK 259 AK 260 AK 261 AK 262 AK 263  
90 x 15 mm AK 258/15  
90 x 20 mm AK 259/20  
90 x 30 mm AK 260/30  
110 x 35 mm AK 261/35  
110 x 40 mm AK 262/40  
120 x 55 mm AK 263/55