

## Пила реципрокная Nouvag 3704nou

ИМ-7.113382

пила, реципрокная, аккумуляторная, 0-1000 об./мин.,  
1.75 кг

Nouvag, Швейцария



### Характеристики

---

Вид	пила
Тип	реципрокная
Привод	аккумуляторная
Скорость вращения	0-1000 об./мин.
Вес	1.75 кг

### Описание

---

**Моторные системы High TorQ Nouvag** для хирургии средних и больших костей. Система состоит из аккумуляторных приводов с набором насадок и принадлежностей для сверления, рассверливания и скрепления болтами, для установки штифтов и спиц, а также для разрезания костей или твердых тканей в общей травматологической и эндопротезной хирургии. Пилы для грудины, входящие в состав системы, предназначены для операций на грудной клетке и используются для разделения грудины.

**3704nou** – пила для грудины с быстрозажимным патроном. Для грудной хирургии и, в частности, для работы с грудиной.

**Рабочий цикл:**

REF	Устройство	Время включения	Время выключения	Циклы
3701pou	Сверлильный блок с переключением	60 секунд	60 секунд	5
3700pou	Сверлильный блок	60 секунд	60 секунд	5
3702pou 3755pou	Осциллирующая пила	60 секунд	60 секунд	5
<b>3704pou</b>	<b>Пила для грудины/реципрокная пила с быстрозажимным патроном</b>	<b>60 секунд</b>	<b>60 секунд</b>	<b>5</b>
3756pou	Осциллирующий блок для расширения отверстий	60 секунд	60 секунд	5

**Спецификация:**

Размеры ручного блока (без дополнительного приспособления)	185×111×206 мм
Масса ручного блока с блоком питания	1750 г
Постоянно регулируемая скорость вращения	0 - 7500 об/мин 0 - 10000 об/мин

Совместимые полотна пил