

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 01/35У

ИМ-7.113251

рециркулятор, настольный, производительность 75 м³/ч, 1 лампа, 35 Вт, размеры 430×240×240 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настольный
Производительность	75 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	35 Вт
Размер	430×240×240 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 01/35У предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно-оздоровительных комплексах и др., в ПРИСУТСТВИИ людей.

Производительность: 75 м³/ч

Источник излучения: 1×35 Вт (УФ лампы 2G11)

Срок службы ламп: 9000 часов

- ☐ Электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА)
- ☐ Счетчик отработанного времени ламп (опция)