

## Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/30

ИМ-7.113251

рециркулятор, настенный, производительность 100 м<sup>3</sup>/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры 1035×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	100 м <sup>3</sup> /ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1035×325×135 мм

### Описание

---

**Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/30** предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно-оздоровительных комплексах и др. Имеет электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА).

Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

**Производительность:** 100 м<sup>3</sup>/ч при эффективности 99.9% (150 м<sup>3</sup>/ч при 95%)

**Источник излучения:** 2×30 Вт (УФ лампы T8 G13)

**Срок службы ламп:** 9000 часов

**Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:**

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров
- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора