

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/35

ИМ-7.113251

рециркулятор, настенный, производительность 150 м³/ч, 2 лампы, 35 Вт, размеры 600×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	150 м ³ /ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	35 Вт
Размер	600×325×135 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/35 предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Имеет электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА) и счетчик отработанного времени ламп. По согласованию с заказчиком возможны дополнительные опции: фильтрующая вставка, кнопка снижения уровня шума вентилятора, таймер для выбора режима работы рециркулятора. Возможна дополнительная комплектация данного рециркулятора передвижным штативом.

Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 150 м³/ч

Источник излучения: 2×35 Вт (УФ лампы 2G11)

Срок службы ламп: 9000 часов

Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров

- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора