

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/55

ИМ-7.113251

рециркулятор, настенный, производительность 130 м³/ч, 2 лампы, 55 Вт, размеры 1035×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	130 м ³ /ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	55 Вт
Размер	1035×325×135 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/55 предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно-оздоровительных комплексах и др. Имеет электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА).

Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 130 м³/ч

Источник излучения: 2×55 Вт (УФ лампы T8 G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров
- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора