

Резектоскоп активный XM 500/01

ИМ-7.107461 до 22.04.2024

резектоскоп, монополярный, активный рабочий элемент, диаметр по Шарье 27 СН

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	резектоскоп
Тип	монополярный
Рабочий элемент	активный
Диаметр по Шарье	27 СН
Диаметр	4 мм

Дополнительные характеристики

Резектоскоп активный XM 500/01 - комплект: рабочий активный элемент, с тубусом непрерывного потока, 2 запорных крана, вращающийся, обтюратор.

Монополярный, диаметр по Шарье 27 СН, под оптику Ø 4.0 мм.