

Ростомер медицинский МИДЛИК МР

ИМ-7.118002

определение роста лежа / сидя / стоя, стульчик

МИДЛИК ООО, Россия



Характеристики

Определение роста	лежа / сидя / стоя
Материал	металл
Стульчик	Да

Дополнительные характеристики

Ростомер медицинский МИДЛИК МР – это профессиональное измерительное оборудование, предназначенное для измерения роста взрослых и детей в медицинских учреждениях, оздоровительных центрах, спортивных залах и школах. Линейка включает несколько вариантов исполнения, отличающихся конструкцией и функциональными возможностями, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого кабинета.

Варианты исполнения:

- **МР-01:** классический напольный ростомер с платформой;
- **МР-02:** настенный вариант для экономии пространства в кабинете;
- **МР-03:** напольный ростомер, оснащенный откидным сиденьем для измерения роста пациента сидя;
- **МР-04:** модель со специальным креплением для установки на весы;
- **МР-01/С:** модификация со складной стойкой для удобства транспортировки при выездных осмотрах.

Технические характеристики

Наибольший предел измерения (НПИ)	<ul style="list-style-type: none">• модель 210: 2100 мм• модель 220: 2200 мм• модель 240: 2400 мм
Наименьший предел измерения (НмПИ)	300 мм (для стоя)
Цена деления шкалы	1 мм
Погрешность измерения роста	±5 мм
Материал корпуса	сталь с полимерным покрытием