## medca+alog

## Рукав компрессионный для голени Белпа-мед 1501

ИМ-7.106595/2406

для нижних конечностей, материал хлопок / латекс / полиэфир, цвет белый

Белпа-мед ООО, Беларусь



## Характеристики

Назначение для нижних конечностей

Материал хлопок / латекс / полиэфир

Цвет белый

## Дополнительные характеристики

Изготовлен из эластичной воздухопроницаемой ткани. Высокое содержание хлопка исключает появление аллергических реакций. Удобен в использовании, незаметен под одеждой. Мягко фиксирует голень. Оказывает согревающее действие. Уменьшает болевые ощущения.