

## Рулоны для стерилизации Matorat плоские

ИМ-7.98748/2207

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО /  
ФОРМ, размеры 50-500 мм × 100 / 200 м, бумажно-  
пленочный

TZMO S.A., Польша



### Характеристики

---

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	50-500 мм × 100 / 200 м
Материал	бумажно-пленочный

### Описание

---

**Рулоны для стерилизации Matorat плоские** предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов химические индикаторы стерилизации размещены на бумаге в области сварочного шва вне области загрузки пакета.

#### Размеры:

- 50 / 75 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 / 270 / 320 / 420 мм × **100 м**
- 50 / 75 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 380 / 420 / 500 мм × **200 м**

- Ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- Медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- Прозрачный ламинат позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- Широкий выбор размеров пакетов и рулонов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку
- Лёгкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- Оснащены интегрированными в области шва индикаторами 1 класса, реагирующими при контакте стерилизующим агентом. Индикаторы находятся в шве, без контакта с содержимым, что даёт безопасность во время стерилизации