

## Щипцы биопсийные Max2 RBF-2.4-160-S многоразовые, с иглой

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа гастроскоп, диаметр канала 2.8 мм, диаметр раскрытия чашечек 2.4 мм, длина 160 см, овальные бранши, с иглой, зеленый цветовой код, многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



### Характеристики

Тип эндоскопа	гастроскоп
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.4 мм
Длина инструмента	160 см
Бранши	овальные
С иглой	Да
Цветовой код	зеленый
Многоразовые	Да

### Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения MAX2

Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.

Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения.