

Щипцы биопсийные Max2 RBF-2.4-230-S многоразовые, с иглой

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа колоноскоп, диаметр канала 2.8 мм, диаметр раскрытия чашечек 2.4 мм, длина 230 см, овальные бранши, с иглой, красный цветовой код, многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Тип эндоскопа	колоноскоп
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.4 мм
Длина инструмента	230 см
Бранши	овальные
С иглой	Да
Цветовой код	красный
Многоразовые	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения MAX2
Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.
Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения.