

Щипцы биопсийные Maxum GBF-1.8-160-S многоразовые, с иглой

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа гастроскоп, диаметр канала 2.0 мм, диаметр раскрытия чашечек 1.8 мм, длина 160 см, овальные бранши, с иглой, зеленый цветовой код, многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Тип эндоскопа	гастроскоп
Диаметр канала	2.0 мм
Диаметр раскрытия чашечек	1.8 мм
Длина инструмента	160 см
Бранши	овальные
С иглой	Да
Цветовой код	зеленый
Многоразовые	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения Maxum.
Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.
Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения. Мы рекомендуем стерилизовать данные щипцы перед первым применением и в дальнейшем – после каждого использования.