

Щипцы биопсийные Maxum GBF-2.5-160 многоразовые, без иглы

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа гастроскоп, диаметр канала 2.8 мм,
диаметр раскрытия чашечек 2.5 мм, длина 160 см,
овальные бранши, зеленый цветовой код,
многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Тип эндоскопа	гастроскоп
Диаметр канала	2.8 мм
Диаметр раскрытия чашечек	2.5 мм
Длина инструмента	160 см
Бранши	овальные
Цветовой код	зеленый
Многоразовые	Да

Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения Maxum.
Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.
Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения. Мы рекомендуем стерилизовать данные щипцы перед первым применением и в дальнейшем – после каждого использования.