

Щипцы биопсийные Maxum RTF-2.5-160 многоразовые, с иглой

ИМ-7.103888 до 31.03.2021

тип эндоскопа колоноскоп, диаметр канала 2.8 мм, диаметр раскрытия чашечек 2.5 мм, длина 160 см, овальные бранши, с иглой, зеленый цветовой код, многоразовые

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Тип эндоскопа             | колоноскоп |
| Диаметр канала            | 2.8 мм     |
| Диаметр раскрытия чашечек | 2.5 мм     |
| Длина инструмента         | 160 см     |
| Бранши                    | овальные   |
| С иглой                   | Да         |
| Цветовой код              | зеленый    |
| Многоразовые              | Да         |

Дополнительные характеристики

Биопсийные щипцы многоразового применения Maxum.  
Предназначены для взятия биопсийного материала из слизистой оболочки или удаления инородных тел.  
Продаются в нестерильной упаковке, для многоразового применения. Мы рекомендуем стерилизовать данные щипцы перед первым применением и в дальнейшем – после каждого использования.